

FÖRSTA HJÄLPEN TAVLA

Dokument Forstahjälpentavla

Flik 10

Är det så här första hjälpen fungerar hos Er?



Var finns plåster och förband?

Platsen är ofta okänd för flertalet anställda. Utrustningen förvaras av skyddsombud eller annan person undangömd i skåp eller liknande. Bara den ansvarige vet exakt var den finns och kan plocka fram den snabbt vid en olycka. Platsen för första hjälpen utrustningen är inte uppmärkt.

Oreda och smutsigt

En första hjälpen låda är oöverskådlig och det blir snabbt oordning i den. Vissa saker tar slut och fylls inte på. Olika förpackningar öppnas för att hitta fram till rätt materiel.

Utrustningen saknas eller är slut

I en första hjälpen låda föråldras utrustningen eller används utan att det uppmärksammas. Det är också lätt att utrustningen försvinner. Hela plåsterlådan tas med vid en skada och vid nästa tillfälle saknas den helt. Risken för stöld är också större om materielen kan tas med förpackningsvis och om det inte uppmärksammas att den är borta.

Allt detta gör att man tappar tempo i insatsen. Man får spilla onödig tid på att få fram första hjälpen utrustning istället för att larma och hjälpa den skadade.

Första hjälpen tavlan löser problemen

Inge behöver tveka. Med första hjälpen tavlan finner alla snabbt förbandsmaterielen. Allt finns på sin plats. Tydliga instruktioner gör att även en icke sjukvårdskunnig kan göra en första avgörande insats. Man ser tydligt om något är slut och tavlan är enkelt att fylla på. Alla skall veta var första hjälpen finns.

Vid skada är det viktigt att snabbt finna och kunna använda rätt första hjälpen materiel. Skyddsutrustningen är därför monterad på en överskådlig väggstavla. Tavlan är stor och iögonfallande och monteras på en lätt tillgänglig och väl synlig plats.

Överskådlig

Utformning av tavla och materiel underlättar användande. Överblickbar utrustning och stora namn gör det ofta självklart vilken materiel som skall användas.

Enkel att använda för amatörer

På tavlan finns en enkel instruktion. I varje förpackning av första förband och skyddspaket finns en illustrerad anvisning med tydliga färgbilder som anger hur utrustningen skall användas. På tavlan anges också vem som är ansvarig eller utbildad i första hjälpen på arbetsplatsen.

Lätt att se om utrustning saknas, stöldsäker

Plåstren har en förmåga att inte finnas när de behövs. De är därför styckförpackade och måste användas så fort de dras ur automaten. En nyckel låser fast plåsterkassett och tvättare.

Saknas något gapar hålet tomt. Bakom utrustning är beställningsnummer angivet som gör det lätt att beställa och fylla på ny utrustning.



Alternativ med skåp och ögondusch

Tavlan finns i tre alternativa varianter

- Första hjälpen tavla
Landets mest sålda första hjälpen utrustning.
- Med front och skyddsram
Tavlan monteras i en stålram försedd med lock med transparent front. Ett utmärkt dammskydd på verkstad, lager och andra smutsiga arbetsplatser.
- Plåtskåp med dubbeldörr
Skåpet är försett med en yttre sektion som skyddas av plexiglasdörr och innehåller en första hjälpen-instruktion samt produkter som kan användas direkt. Den inre sektionen finns bakom en låsbar dörr och är avsedd för att lagra påfyllningsutrustning.

Påfyllningsutrustning

Tavlan skall kompletteras så snart något har använts. Förbandsmateriel är steril utrustning och skall bytas ut efter 5 år. Den sterila utrustningen är CE-märkt samt märkt med tillverkningsår och månad.

Komplettering och utbyte kan lämpligen sker i samband med annan kontrollrutin för säkerhetsutrustning. Serviceföretaget för brandmateriel kan normalt hjälpa till.



Som tillbehör till första hjälpen tavlan finns ögondusch.
OBS! Ögonsköljflaska och hållare beställs separat.

Varianter

Typ	Standard	Med skyddsram och front	Med skåp med dubbeldörr
Försedd med	3 st litet förband / blodstoppare 2 st förband/blodstoppare 1 st skyddspaket handske, savett, desinfektion och andningsmask 1 st savett tvättare med 40 st tvättare 1 st plåsterautomat med 45 st plastplåster och 40 st textilplåster	Lika standard men försedd med plåstram och lucka med transparent front	Lika standard men monterad på skåp. Skåpet är försett med följande påfyllning: 1 ask (6x45) plastplåster 1 ask (6x40) textilplåster 1 ask (6x15) fingertoppspl. 1 ask (6x21) textilplåster XL 4 x 40 savett tvättare 3 st skyddspaket 5 st blodstoppare 6 st blodstoppare liten
Mått	Höjd 550, bredd 410, djup 80 mm	Höjd 555, bredd 435, djup 90 mm	Höjd 550, bredd 420, djup 190 mm
Vikt	1,1 kg	4,7 kg	7,6 kg
Avsedd för	Kontor och offentlig miljö	Verkstad, lager	Verkstad, lager
Artikelnr	18-7020-00	18-7020-05	18-7020-20



Standard 18-7020-00



Plåtskåp med dubbeldörr 18-7020-20

Påfyllning

Benämning	Beskrivning / förpackning	Artikelnr
Plastplåster	Ask om 6 x 45 st	18-7021-00
Textilplåster	Ask om 6 x 40 st	18-7021-02
Textilplåster, stora	Ask om 6 x 21 st	18-7021-04
Fingertoppsplåster	Ask om 6 x 15 st	18-7021-06
Detectableplåster	Blå plåster avsedda för livsmedelsindustri, spårbara för metall-detektor. Ask om 6 x 35 st	18-7021-08
Detectableplåster	Lika ovan men består av 15 st fingertoppsplåster och 15 st vanliga plåster.	18-7021-09
Non-woven	Ask om 6 x 43 st	18-7021-10
Savett tvättare	Förpackning om 40 st	18-7021-20
Blodstoppare liten	Förpackning om 20 st	18-7021-30
Blodstoppare stor	Enstyck	18-7021-35
Skyddspaket	Innehåller handske, savett desinfektion och andningsmask	18-7021-40
Refill komplett		18-7021-50
Ögonsköljflaska	Flaska om 0,5 liter	18-7025-10
Hållare ögonskölj	Avsedd för flaska ovan	18-7025-12

